

UROSENSOR™ INSTRUCTIONS

TESTING: Every night before use test the Urosensor™ and the DRI Excel® alarm.

Plug the Urosensor™ into the DRI Excel® alarm and slowly insert the Urosensor™ into a container of **hot water** (this roughly approximates urine, although urine is much more conductive), and see how many pairs of the black sensing bars need to be inserted before triggering the DRI Excel®. If more than three pairs of bars need to be inserted, then clean the Urosensor™ by brushing well with soap and water using a soft brush (ie: a used toothbrush).

Test again and it should now trigger after immersion of one or two pairs of the sensing bars. If the washing did not improve the functioning, then it is time to purchase a replacement Urosensor™.

The Urosensor™ is a consumable item and so it is strongly recommended that a spare Urosensor™ is purchased so that there is no interruption in treatment if the Urosensor™ needs to be replaced. For hygiene reasons the Urosensor™ is **not returnable**.



UROSENSOR™ INSTRUCTIONS

TESTING: Chaque soir avant le critère de l'utilisation de la Urosensor™ et l'alarme DRI Excel®.

Branchez le Urosensor™ dans l'alarme DRI Excel® et insérez-la délicatement Urosensor™ dans un récipient d'eau chaude (ce qui correspond approximativement à peu près urine, bien que l'urine est beaucoup plus conducteur), et de voir combien de paires des barres noires de détection doivent être insérées avant le déclenchement de la DRI Excel®. Si plus de trois paires de barres doivent être insérés, puis nettoyer la Urosensor™ par brossage au savon et à l'eau à l'aide d'une brosse douce (ex: une brosse à dents utilisée).

Tester à nouveau et il devrait maintenant se déclencher après immersion d'une ou de deux paires de barres de détection. Si le lavage n'a pas amélioré le fonctionnement, alors il est temps d'acheter un Urosensor™ remplacement.

Le Urosensor™ est un élément consommable et il est donc fortement recommandé qu'un Urosensor™ de rechange est acheté afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans le traitement si le Urosensor™ doit être remplacé. Pour des raisons d'hygiène du Urosensor™ **n'est pas remboursable.**



UROSENSOR™ ANLEITUNGEN

PRÜFUNG: Jeden Abend vor dem Gebrauch Testen Sie den Urosensor™ und das DRI Excel® Alarm.

Stecken Sie den Urosensor™ in das DRI Excel® Alarm- und schieben Sie den Urosensor™ langsam in einen Behälter mit heißem Wasser (dies etwa annähernd Urin, obwohl Urin ist viel mehr leitend), und sehen Sie, wie viele Paare der schwarzen Sensing Stäbe müssen eingefügt werden vor dem Auslösen der DRI Excel®. Wenn mehr als drei Paar Stäbe, die eingefügt werden müssen, dann reinigen Sie den Urosensor™ durch gut Bürsten mit Wasser und Seife mit einer weichen Bürste (zB: eine gebrauchte Zahnbürste).

Wiederholen Sie den Test und es sollte nur nach dem Eintauchen von einem oder zwei Paaren der schwarzen Sensing Stäbe auszulösen. Wenn das Waschen das Funktionieren nicht verbessert, dann ist es Zeit, einen Ersatz Urosensor™ zu kaufen.

Die Urosensor ist ein Verschleißteil und so ist es dringend empfohlen, dass ein Ersatzteil Urosensor gekauft wird, so dass es keine Unterbrechung der Behandlung, wenn die Urosensor ersetzt werden muss. Aus hygienischen Gründen wird der Urosensor **nicht zurückgenommen**.



UROSENSOR™ INSTRUCCIONES

PRUEBAS: Cada noche antes de la prueba del uso Urosensor™ y la alarma DRI Excel®.

Enchufe el Urosensor™ en la alarma DRI Excel® e inserte suavemente el Urosensor™ en un recipiente con agua caliente (esto se aproxima más o menos orina, aunque la orina es mucho más conductor), y ver cuántos pares de las barras negras de detección deben insertarse antes de activar el DRI Excel®. Si hay más de tres pares de barras que deben incorporarse, y luego limpiar el Urosensor™ cepillando bien con agua y jabón con un cepillo suave (es decir: un cepillo de dientes usado).

Prueba de nuevo y ahora deben dar lugar después de la inmersión de uno o dos pares de las barras detectoras. Si el lavado no mejoró el funcionamiento, entonces es el momento para comprar un Urosensor™ reemplazo.

El Urosensor™ es un artículo consumible y por lo que se recomienda encarecidamente que un Urosensor™ repuesto se compra de manera que no haya ninguna interrupción en el tratamiento si la Urosensor™ necesita ser reemplazado. Por razones de higiene el Urosensor™ **no es retornable**.

