

URO-STRAP[®]

Male External Catheter Strap



APPLICATION INSTRUCTIONS:

1. With catheter already applied and unrolled at least 2.5" (6.5cm), place smooth side of strap about 1" (2.5cm) behind head of penis and hold.
2. Grasp light-blue tab with other hand, while pulling gently, wrap strap around penis and secure by pressing tab against white loop of strap.



CAUTION: To prevent circulation restriction, do not wrap strap too tightly. Discontinue use at first signs of any discomfort, redness or swelling and consult your physician immediately.



INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

1. Avec cathéter Déjà appliquées et au déroulé au moins 6,5cm, Placez et maintenez le côté lisse de la bande environ 2,5cm derrière la tête du pénis.
2. Saisir l'onglet bleu clair avec l'autre main, tirant doucement envelopper la sangle autour du pénis et sûr ongles en appuyant contre la partie de la boucle de la bande blanche.



ATTENTION: Pour éviter de restriction de circulation, ne pas envelopper sangle trop serré. Cesser d'utiliser dès les premiers signes d'un malaise, rougeur ou gonflement et de contacter immédiatement un médecin.





GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Rollen Sie den bereits angelegten Katheter um eine Länge von 6.5cm aus. Setzen Sie das Band etwa 2.5cm hinter der Penis-Eichel an und festhalten.
2. Jetzt nehmen Sie das hellblaue Ende des Klettbandes und wickeln es mit leichtem Druck (überlappend) um den Penis. Anschließend drücken Sie das hellblaue Ende leicht auf das weiße Band.



ACHTUNG: Um Blutkreislaufstörungen zu vermeiden, wickeln Sie das Band nicht zu fest um den Penis. Bei den ersten Anzeichen von Beschwerden, Rötungen oder Schwellungen etc., beenden Sie die Verwendung dieses Produktes und setzen Sie sich mit Ihrem Arzt in Verbindung.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

1. Con catéter ya establecidos y desenrollado al menos 6,5cm, lugar y retener la cara lisa de la correa alrededor de 2,5cm detrás de la cabeza del pene.
2. Agarre la ficha azul claro con la otra mano, mientras tira con suavidad, fajar la correa alrededor del pene y segura por presionando los sujetadores azul claro contra el lazo blanco de la correa.



PRECAUCIÓN: Para evitar la restricción de circulación, no lo enrolle la correa con demasiada fuerza. Suspense su uso ante los primeros signos de cualquier molestia, enrojecimiento o hinchazón y consulte a su médico inmediatamente.

Manufactured & distributed by: Urocare Products, Inc.,
2735 Melbourne Ave., Pomona, CA 91767-1931 U.S.A.



US and Canada: +1 (800) 423-4441
Outside the US: +1 (909) 621-6013



sales@urocare.com

FORM NO: C6400AL-79301031E