




FABRIC LEG STRAP KIT

FOR REUSABLE LATEX LEG BAGS



- COMFORTABLE
- WASHABLE
- DURABLE & REUSABLE



ELIMINATE BRUISING, PRESSURE SORES, PULLED HAIR, CIRCULATION RESTRICTION AND BURNS CAUSED BY RUBBER STRAPS.

FULLY ADJUSTABLE SELF-GRIPPING FASTENERS MAKE APPLICATION SAFE AND SIMPLE WITH A GENTLE TOUCH.

FABRIC LEG STRAP KITS FOR UROCARE® LATEX LEG BAGS

ITEM #	DESCRIPTION & KIT CONTENTS
6351	Extra-Large, contains straps #6346 & #6345
6350	Large, contains straps #6345 & #6344
6349	Small, contains straps #6348 & #6347



Not for use with Urocure® Sport Bags. Separate Sport Bag straps are available—see Urocure's web site for more information on these straps.

READ THIS FIRST:

For best results, take certain precautions before using these straps. Be certain that there is no loose stitching or other irregularities before each use.

Do not over-tighten straps; products made with elastic and/or neoprene rubber material can—if improperly fit—cause circulation restriction or skin breakdown; however, a bag strapped too loosely can slip down the leg and cause damage to male external or Foley® catheters by stretching them. Should any discomfort occur while wearing, discontinue use immediately and contact a fitter or physician. Discontinue use at first signs of dermatitis or any other type of skin irritation and contact a physician.

To avoid possible drainage problems, read all instructions and precautions carefully before use. Only allow a urinary drainage bag to fill to its maximum capacity in emergency situations.




FIGURE 1

Lower Leg Strap #6345 or #6348

FABRIC LEG STRAP KITS FOR UROCARE® LATEX LEG BAGS			
ITEM #	DESCRIPTION & KIT CONTENTS	DIMENSIONS†	
		Inches(″)	Centimeters(cm)
6351	X-Large, contains straps #6346 & #6345	See below	See below
6350	Large, contains straps #6345 & #6344	See below	See below
6349	Small, contains straps #6348 & #6347	See below	See below
FABRIC LEG STRAP SINGLES FOR UROCARE® LATEX LEG BAGS			
6348	Lower Fabric Leg Strap, Small	7 to 13	18 to 33
6347	Upper Fabric Leg Strap, Small	9 to 15	23 to 38
6346	Upper Fabric Leg Strap, Extra-Large	20 to 26	51 to 66
6345	Lower Fabric Leg Strap, Large	12 to 17	31 to 43
6344	Upper Fabric Leg Strap, Large	12 to 21	31 to 53
FABRIC LEG STRAPS FOR UROCARE® SPORT LATEX LEG BAGS			
6343	Medium through Large	19 to 30	48 to 76
6342	Small through Medium	15 to 24	38 to 61

† Approximate dimensions in inches and centimeters.

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR AMBULATORY INDIVIDUALS:

1. Place top fastener around the inlet valve housing.
2. Then push the bottom fastener through the top strap loop on your latex bag as shown in figure 2.
3. Adjust straps to suit. Do not over-tighten to avoid circulation restriction.
4. Connect top adaptor to extension tube or directly to catheter where possible.
5. Close bottom drain valve or tube clamp before use.

VIEW OF STRAP ATTACHED FOR INDIVIDUALS WHO WALK

This method of securing your latex leg bag is recommended for ambulatory users. It prevents the top valve housing from flopping about while walking. Clothing is abrasive and while walking, may abrade the latex bag causing small holes to appear near the top valve housing.




FIGURE 2

DIRECTIONS FOR USE:

1. Push the fasteners of the straps through the bag strap loops as shown in figure 3.
2. Strap the bag to the leg in the desired position—see adjacent page for position suggestions. Be certain that the bag is in an up-right position with the drain valve at the bottom.
3. Adjust the straps to suit. Do not over-tighten to avoid circulation restriction.
4. Connect top adaptor to extension tube or directly to catheter where possible.
5. Close bottom drain valve or tube clamp before use.



IMPORTANT: The number of times the hook & loop fasteners are opened and closed determines the life of the fasteners and strap. Do not open and close the fasteners unnecessarily—this will ensure a long life.

METHOD A: Above the knee

Recommended for walking, sitting or reclining positions; strap(s) are above the knee. Use with sport and smaller sized leg bags: #9516, #9510, #8532, #8526, #8518, #8516, #8510, and #8509—see figure 3.



FIGURE 4

METHOD B: Over the knee

Best suited for longer leg bags and as above, recommended for walking, sitting or reclining positions—upper leg strap above the knee with the lower leg strap below the knee. Use with larger sized leg bags: #9544, #9532 and #9526—see figure 4.

METHOD C: Below the knee

Recommended for sitting or reclining positions. Both straps are below the knee. Use with leg bags: #9532, #8526, #8518 and #8509—see figure 5.


METHOD D: Applying Sport Bags

Urocure® recommends securing a Sport bag above the knee on the thigh using a sport strap. Since sport bags only have two strap-eyelets, only one strap is needed. Use with leg bags: #9516, #9510, #8516 and #8510—see figure 6.

Foley or male external catheter may be connected directly to the top adaptor. No extension tube is required.

Sports Bag Strap
(#6342 or #6343)

FIGURE 6



Foley® or male external catheter may be connected directly to the top adaptor. No extension tube is required.

Upper Leg Strap
(#6344, #6346 & #6347)

Latex Leg Bag
(#8526 Shown)

Lower Leg Strap
(#6345 & #6348)

FIGURE 3



FIGURE 5

Tubing Connector

Extension Tube

Upper Leg Strap

Latex Urinary Leg Bag
(#9532 shown)

Lower Leg Strap




FIGURE 7

STRAP LAUNDERING INSTRUCTIONS:

Close the hook & loop strap ties and join ends of straps as shown in figure 7. Then launder according to symbols below:



HAND WASH
WATER TEMP
80°F (30°C)



DO NOT
BLEACH



DO NOT
TUMBLE
DRY



DO NOT
WRING



DRY IN
SHADE




DO NOT
IRON



DO NOT
DRYCLEAN

DON'T SETTLE FOR ANYTHING LESS!

We've been providing security and confidence since 1975. Choose complete protection—Urocare latex reusable urinary leg bags. **Superior**, self-cleaning, patented, “HIGH-FLOW” anti-reflux valve which prevents back-flow and allows uninterrupted drainage for problem-free use. **Built-in Odor Barrier**, inside and outside, for maximum odor control to prevent embarrassing odors before they start. **Improved, strap-loop design** ensures an accurate placement and a secure hold without glues which might allow the strap-loops to separate from the bag. Each Urocare® latex leg bag includes a top adapter, anti-reflux valve, bottom drain valve, latex leg straps and use & care instructions.



ITEM #	DESCRIPTION	DIMENSIONS†		CAPACITIES†	
		Inches(″)	Centimeters(cm)	Ounces(oz.)	Milliliters(ml.)
9544	Extra-Large	20 ⁵ / ₈ x 4 ³ / ₄	52.4 x 12.1	44	1,300
9532	Large	16 ³ / ₄ x 4 ³ / ₄	42.5 x 12.1	32	1,000
9526	Long-Slim	20 ⁵ / ₈ x 3 ³ / ₄	52.4 x 9.5	26	800
9516‡	Sport-Right, Large	5 ³ / ₄ x 10	14.6 x 25.0	16	500
9510‡	Sport-Right, Small	4 ³ / ₄ x 10	12.1 x 25.0	10	300
8532	Large-Oval	13 x 7	33.0 x 17.8	32	1,000
8526	Short-Wide	13 ³ / ₈ x 4 ³ / ₄	34.0 x 12.1	26	800
8518	Medium	13 x 3 ³ / ₄	33.0 x 9.5	18	550
8516‡	Sport-Left, Large	5 ³ / ₄ x 10	14.6 x 25.0	16	500
8510‡	Sport-Left, Small	4 ³ / ₄ x 10	12.1 x 25.0	10	300
8509	Small	9 ³ / ₄ x 3 ³ / ₈	24.8 x 9.2	9	275

† Approximate dimensions include adaptors and drain valves. Approximate volumes in fluid ounces and milliliters.

‡ These leg bags are designed to be worn horizontally above the hemlines of skirts, dresses and swimsuits.



RELATED PRODUCTS

Urocare® Reusable Latex Leg Bags
Uro-Safe® Disposable Vinyl Leg Bags
Urocare® Urine Collection Bottles
Urinary Drainage Systems & Kits
Male Urinal Systems & Kits
Uro-Con® & Uro-Cath® Male External Catheters
Drain Valves & Adaptors
Fabric Leg Bag Holders & Straps
Catheter Straps
Uro-Bond® Brush-on Silicone Adhesive
Urofoam® Adhesive Foam Strips
Urocare® Adhesive Remover Pads
Tracho-Foam® Adhesive Foam Discs
Uro-Prep® Protective Skin Barrier Wipes
Urolux® Urinary Appliance Cleanser & Deodorant
Connectors & Clamps
Extension & Drainage Tubing
DRI Excel™ & DRI Eclipse™ Bed-Wetting Treatment Alarms

For more information on this or any other Urocare product, please visit our website at www.urocare.com. To place an order, please contact your health care provider.



Urocare Products, Inc.
2735 Melbourne Avenue
Pomona, CA 91767-1931
U.S.A.



PLEASE
RECYCLE

MADE IN
CHINA



US and Canada: +1 (800) 423-4441
Outside the US: +1 (909) 621-6013



sales@urocare.com

FORM NO: PI6350EN-49222000G



ENSEMBLE DE SANGLE DE JAMBES EN TISSU POUR LES SACS DE JAMBES EN LATEX RÉUTILISABLES

Article n° 6350 illustré

- CONFORTABLE
- LAVABLE
- DURABLE ET RÉUTILISABLE



ÉLIMINEZ LES ECCHYMOSES, LES ESCARRES, LES CHEVEUX ARRACHÉS, LES RESTRICTIONS DE CIRCULATION ET LES BRÛLURES CAUSÉES PAR LES SANGLES EN CAOUTCHOUC.

DES ATTACHES AUTO-AGRIPPANTES ENTIÈREMENT RÉGLABLES PERMETTENT UNE APPLICATION SÛRE ET SIMPLE AVEC UNE TOUCHE DÉLICATE.

KITS DE SANGLES DE JAMBE EN TISSU POUR POCHES DE JAMBE EN LATEX UROCARE®	
ARTICLE n°	DESCRIPTION ET CONTENU DU KIT
6351	Très grand, contient les sangles n° 6346 & n° 6345
6350	Grand, contient les sangles n° 6345 & n° 6344
6349	Petit, contient les sangles n° 6348 & n° 6347



Ne pas utiliser avec les poches sport Urocure®. Des sangles séparées pour poches sport sont disponibles — consultez le site web d'Urocure pour plus d'informations concernant ces sangles.


LISEZ CECI EN PREMIER :

Pour de meilleurs résultats, prenez certaines précautions avant d'utiliser ces sangles. Assurez-vous qu'il n'y a aucune couture lâche ni aucune irrégularité avant chaque utilisation.

Ne serrez pas excessivement les sangles ; les produits fabriqués avec des matériaux élastiques et/ou en caoutchouc néoprène peuvent—en cas de mauvais ajustement — provoquer une restriction de la circulation ou une dégradation de la peau. Toutefois, une poche fixée trop lâchement peut glisser le long de la jambe et endommager les cathéters urinaires externes masculins ou les cathéters Foley® en les étirant. Si un quelconque inconfort survient pendant l'utilisation, cessez immédiatement de porter le dispositif et contactez un technicien qualifié ou un médecin. Cessez l'utilisation dès les premiers signes de dermatite ou de toute autre forme d'irritation cutanée et contactez un médecin.

Pour éviter d'éventuels problèmes de vidange, lisez attentivement toutes les instructions et précautions avant utilisation. Ne laissez un sac collecteur d'urine se remplir à sa capacité maximale qu'en situation d'urgence.

Sangle de cuisse supérieure n° 6344, n° 6346 ou n° 6347



Sangle de jambe inférieure n° 6345 ou n° 6348

FIGURE 1

KITS DE SANGLES DE JAMBE EN TISSU POUR POCHE DE JAMBE EN LATEX UROCARÉ®			
ARTICLE n°	DESCRIPTION ET CONTENU DU KIT	DIMENSIONS†	
		Pouces (")	Centimètres (cm)
6351	Très grand, contient les sangles n° 6346 & n° 6345	See below	See below
6350	Grand, contient les sangles n° 6345 & n° 6344	See below	See below
6349	Petit, contient les sangles n° 6348 & n° 6347	See below	See below
SANGLES DE JAMBE EN TISSU À L'UNITÉ POUR POCHE DE JAMBE EN LATEX UROCARÉ®			
6348	Sangle de Jambe en Tissu Inférieure, Petit	7 to 13	18 to 33
6347	Sangle de Jambe en Tissu Supérieure, Petit	9 to 15	23 to 38
6346	Sangle de Jambe en Tissu Supérieure, Très Grand	20 to 26	51 to 66
6345	Sangle de Jambe en Tissu Inférieure, Grand	12 to 17	31 to 43
6344	Sangle de Jambe en Tissu Supérieure, Grand	12 to 21	31 to 53
SANGLES DE JAMBE EN TISSU POUR POCHE DE JAMBE SPORT EN LATEX UROCARÉ®			
6343	Moyen à Grand	19 to 30	48 to 76
6342	Petit à Moyen	15 to 24	38 to 61

† Dimensions approximatives en pouces et en centimètres.

MÉTHODE A : Au-dessus du genou

Recommandée pour les positions de marche, assise ou inclinée; la ou les sangles sont situées au-dessus du genou. À utiliser avec les poches de jambe sport et les poches de petite taille : n° 9516, n° 9510, n° 8532, n° 8526, n° 8518, n° 8516, n° 8510 et n° 8509—voir figure 3.

Le cathéter Foley® ou le cathéter urinaire externe masculin peut être raccordé directement à l'adaptateur supérieur. Aucun tube d'extension n'est requis.

Sangle de Cuisse Supérieure
(n° 6344, n° 6346 et n° 6347)

Poche de Jambe en
Latex (n° 8526 illustrée)

Sangle de Jambe Inférieure
(n° 6345 et n° 6348)



FIGURE 3

MÉTHODE B : Au-dessus du genou

Idéal pour les poches de jambe plus longues et, comme ci-dessus, recommandé pour les positions de marche, assise ou inclinée—la sangle de cuisse supérieure au-dessus du genou et la sangle de jambe inférieure au-dessous du genou. À utiliser avec les poches de jambe de plus grande taille : n° 9544, n° 9532 et n° 9526—voir figure 4.




FIGURE 4

MÉTHODE C : Au-dessous du genou

Recommandée pour les positions assise ou inclinée. Les deux sangles sont situées au-dessous du genou. À utiliser avec les poches de jambe : n° 9532, n° 8526, n° 8518 et n° 8509—voir figure 5.

FIGURE 5


Connecteur de Tubulure

Tube d'Extension

Sangle de Cuisse
Supérieure

Poche de Jambe Urinaire
en Latex (n° 9532 illustrée)

Sangle de Jambe
Inférieure




MÉTHODE D: Application des Poches Sport

Urocare® recommande de fixer une poche sport au-dessus du genou, sur la cuisse, à l'aide d'une sangle sport. Comme les poches sport ne comportent que deux œillets de sangle, une seule sangle est nécessaire.

À utiliser avec les poches de jambe : n° 9516, n° 9510, n° 8516 et n° 8510—voir figure 6.

Le cathéter Foley® ou le cathéter urinaire externe masculin peut être raccordé directement à l'adaptateur supérieur. Aucun tube d'extension n'est requis



Sangle de Poche Sport
(n° 6342 ou n° 6343)

FIGURE 6

INSTRUCTIONS DE LAVAGE DES SANGLES :

Fermez les attaches auto-agrippantes et reliez les extrémités des sangles comme illustré à la figure 7. Ensuite, lavez-les conformément aux symboles ci-dessous



LAVAGE À LA
MAIN TEMP
DE L'EAU
30 °C (80 °F)



NE PAS
UTILISER
D'EAU DE
JAVEL



NE PAS
SÉCHER EN
MACHINE



NE PAS
TORDRE



SÉCHER
À L'OMBRE



NE PAS
REPASSER



NE PAS
NETTOYER
À SEC




FIGURE 7

INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LES PERSONNES AMBULATOIRES :

1. Placez la fixation supérieure autour du boîtier de la valve d'entrée.
2. Ensuite, faites passer la fixation inférieure à travers la boucle de la sangle supérieure de votre poche en latex, comme illustré à la figure 2.
3. Ajustez les sangles selon vos besoins. Ne serrez pas excessivement afin d'éviter toute restriction de la circulation.
4. Raccordez l'adaptateur supérieur au tube d'extension ou directement au cathéter lorsque cela est possible.
5. Fermez la valve de vidange inférieure ou la pince du tube avant utilisation.

VUE DE LA SANGLE FIXÉE POUR LES PERSONNES QUI MARCHENT

Cette méthode de fixation de votre poche de jambe en latex est recommandée pour les personnes ambulatrices. Elle empêche le boîtier de la valve supérieure de se balancer pendant la marche. Les vêtements peuvent frotter contre la poche en latex pendant la marche et provoquer l'apparition de petits orifices près du boîtier de la valve supérieure.




FIGURE 2

MODE D'EMPLOI :


1. Passez l'attache inférieure à travers la bande-boucle supérieure du sac, puis placez l'attache supérieure autour du boîtier de la valve supérieure, comme indiqué à la figure 2.
2. Fixez le sac à la jambe dans la position souhaitée — voir la page adjacente pour des suggestions de positionnement. Assurez-vous que le sac est en position verticale, avec la valve de vidange orientée vers le bas.
3. Ajustez les sangles selon vos besoins. Ne serrez pas excessivement afin d'éviter toute restriction de la circulation.
4. Raccordez l'adaptateur supérieur au tube d'extension ou directement au cathéter lorsque cela est possible.
5. Fermez la valve de vidange inférieure ou la pince du tube avant utilisation.



IMPORTANT : Le nombre de fois où les attaches auto-agrippantes sont ouvertes et fermées détermine la durée de vie des attaches et de la sangle. Ne les ouvrez et ne les fermez pas inutilement — cela garantira une longue durée de vie.

N'ACCEPTEZ RIEN DE MOINS!

Nous offrons sécurité et confiance depuis 1975. Choisissez une protection complète — les poches urinaires de jambe réutilisables en latex Urocare. La valve anti-reflux “HIGH-FLOW”, **supérieure**, autonettoyante et brevetée, prévient le reflux et permet un drainage continu pour une utilisation sans problème. Une **barrière anti-odeurs intégrée**, à l'intérieur comme à l'extérieur, assure un contrôle maximal des odeurs afin de prévenir toute odeur embarrassante avant qu'elle n'apparaisse. Le **design amélioré des bandes-boucles** garantit un positionnement précis et une tenue sûre, sans adhésifs susceptibles de détacher les bandes-boucles du sac. Chaque poche de jambe en latex Urocare® comprend un adaptateur supérieur, une valve anti-reflux, une valve de vidange inférieure, des sangles de jambe en latex ainsi que des instructions d'utilisation et d'entretien.



ARTICLE n°	DESCRIPTION	DIMENSIONS†		CAPACITÉ‡	
		Pouces (")	Centimètres (cm)	Onces (oz.)	Millilitres (ml.)
9544	Très Grand	20 ⁵ / ₈ x 4 ³ / ₄	52.4 x 12.1	44	1,300
9532	Grand	16 ³ / ₄ x 4 ³ / ₄	42.5 x 12.1	32	1,000
9526	Long et Mince	20 ⁵ / ₈ x 3 ³ / ₄	52.4 x 9.5	26	800
9516†	Sport-Droit, Grand	5 ³ / ₄ x 10	14.6 x 25.0	16	500
9510†	Sport-Droit, Petit	4 ³ / ₄ x 10	12.1 x 25.0	10	300
8532	Ovale-Grand	13 x 7	33.0 x 17.8	32	1,000
8526	Cout et Large	13 ³ / ₈ x 4 ³ / ₄	34.0 x 12.1	26	800
8518	Moyen	13 x 3 ³ / ₄	33.0 x 9.5	18	550
8516†	Sport-Gauche, Grand	5 ³ / ₄ x 10	14.6 x 25.0	16	500
8510†	Sport-Gauche, Petit	4 ³ / ₄ x 10	12.1 x 25.0	10	300
8509	Petit	9 ³ / ₄ x 3 ³ / ₈	24.8 x 9.2	9	275

† Les dimensions approximatives incluent les adaptateurs et les valves de vidange. Les volumes approximatifs sont indiqués en onces liquides et en millilitres.

‡ Ces poches de jambe sont conçues pour être portées horizontalement au-dessus de l'ourlet des jupes, robes et maillots de bain.



PRODUITS CONNEXES

Urocare® Sacs de Jambe en Latex Réutilisables

Uro-Safe® Sacs de Jambe en Vinyle Jetables

Urocare® Flacons de collecte d'urine

Systèmes et Kits de Drainage Urinaire

Systèmes et Trousses d'Urinoirs pour Hommes

Uro-Con® et Uro-Cath® Cathéters Externes Masculins

Valves et Adaptateurs de Drainage

Porte-sacs de Jambe en Tissu et Sangles

Sangles pour Cathéter

Uro-Bond® Adhésif Silicone à Appliquer au Pinceau

Urofoam® Bandes de Mousse Adhésive

Tampons de Retrait d'Adhésif

Tracho-Foam® Disques de Mousse Adhésive

Uro-Prep® Lingettes Protectrices de Barrière Cutanée

Urolux® Nettoyant et Désodorisant pour Dispositifs Urinaires

Connecteurs et Pincés

Tubes d'Extension et de Drainage

Alarms de Rraitement pour l'Énurésie DRI Excel™ et DRI Eclipse™

Pour plus d'informations sur ce produit ou tout autre produit Urocare, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.urocare.com. Pour passer une commande, veuillez communiquer avec votre fournisseur de soins de santé.



Urocare Products, Inc.
2735 Melbourne Avenue
Pomona, CA 91767-1931
U.S.A.



**VEUILLEZ
RECYCLER**

**FABRIQUÉ
EN CHINE**



États-Unis et Canada: +1 (800) 423-4441
À l'extérieur des États-Unis: +1 (909) 621-6013




sales@urocare.com

FORMULAIRE N°: PI6350FR-49222001G



STOFFBEINBÄNDER-SET FÜR WIEDERVERWENDBARE LATEX-BEINBEUTEL



Art.-Nr. 6350 abgebildet

- BEQUEM
- WASCHBAR
- LANGLEBIG UND WIEDERVERWENDBAR



BESEITIGT BLUTERGÜSSE, DRUCKGESCHWÜRE, HERAUSGERISSENE HAARE, DURCHBLUTUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VERBRENNUNGEN, DIE DURCH GUMMIBÄNDER VERURSACHT WERDEN.

VOLLSTÄNDIG VERSTELLBARE, SELBSTHAFTENDE VERSCHLÜSSE ERMÖGLICHEN EINE SICHERE UND EINFACHE ANWENDUNG MIT SANFTER BERÜHRUNG.

STOFFBEINBÄNDER-KITS FÜR UROCARE® LATEX-BEINBEUTEL	
ART.-NR.	BESCHREIBUNG & KIT-INHALT
6351	Extra-Groß, enthält Beinbänder Nr. 6346 & Nr. 6345
6350	Groß, enthält Beinbänder Nr. 6345 & Nr. 6344
6349	Klein, enthält Beinbänder Nr. 6348 & Nr. 6347



Nicht zur Verwendung mit Urocure®-Sportbeuteln. Separate Sportbeutel-Beinbänder sind erhältlich – weitere Informationen zu diesen Riemen finden Sie auf der Urocure-Website.


LESEN SIE DIES ZUERST:

Für beste Ergebnisse sollten Sie bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen, bevor Sie diese Riemen verwenden. Stellen Sie sicher, dass vor jeder Anwendung keine losen Nähte oder andere Unregelmäßigkeiten vorhanden sind.

Ziehen Sie die Riemen nicht zu fest an; Produkte aus elastischem und/oder Neopren-Kautschuk können — wenn sie nicht richtig sitzen — eine Einschränkung der Durchblutung oder Hautschäden verursachen. Ein zu locker befestigter Beutel kann jedoch am Bein herabrutschen und männliche externe oder Foley®-Katheter durch Dehnung beschädigen. Wenn während des Tragens irgendein Unbehagen auftritt, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie einen Techniker oder Arzt. Beenden Sie die Verwendung beim ersten Anzeichen von Dermatitis oder jeglicher anderer Art von Hautirritation und wenden Sie sich an einen Arzt.

Um mögliche Drainageprobleme zu vermeiden, lesen Sie alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig vor der Verwendung. Lassen Sie einen Urinbeutel nur in Notfallsituationen bis zur maximalen Kapazität füllen.

Oberer Beinriemen Nr. 6344, 6346 oder 6347



Unterer Beinriemen Nr. 6345 oder 6348

ABBILDUNG 1

STOFFBEINBÄNDER-KITS FÜR UROCARE® LATEX-BEINBEUTEL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG & KIT-INHALT	DIMENSIONS†	
		Zoll (")	Centimeter (cm)
6351	Extra-Groß, enthält Beinbänder Nr. 6346 & Nr. 6345	Siehe unten	Siehe unten
6350	Groß, enthält Beinbänder Nr. 6346 & Nr. 6345	Siehe unten	Siehe unten
6349	Klein, enthält Beinbänder Nr. 6348 & Nr. 6347	Siehe unten	Siehe unten

EINZEL STOFFBEINBÄNDER-KITS FÜR UROCARE® LATEX-BEINBEUTEL

6348	Unteres Stoffbeinband, Klein	7 to 13	18 to 33
6347	Oberes Stoffbeinband, Klein	9 to 15	23 to 38
6346	Oberes Stoffbeinband, Extra-Groß	20 to 26	51 to 66
6345	Unteres Stoffbeinband, Groß	12 to 17	31 to 43
6344	Oberer Stoffbeinband, Groß	12 to 21	31 to 53

STOFFBEINBÄNDER FÜR UROCARE® SPORT-LATEX-BEINBEUTEL

6343	Medium bis Groß	19 to 30	48 to 76
6342	Klein bis Medium	15 to 24	38 to 61

† Ungefähre Abmessungen in Zoll und Zentimetern.

WICHTIGE ANWEISUNGEN FÜR GEHENDE PERSONEN:

1. Legen Sie den oberen Verschuß um das Gehäuse des Einlassventils.
2. Schieben Sie anschließend den unteren Verschuß durch die obere Beinbänderschleufe Ihres Latexbeutels, wie in Abbildung 2 gezeigt.
3. Passen Sie die Beinbänder nach Bedarf an. Ziehen Sie sie nicht zu fest an, um eine Einschränkung der Durchblutung zu vermeiden.
4. Verbinden Sie den oberen Adapter mit dem Verlängerungsschlauch oder – wenn möglich – direkt mit dem Urinkatheter.
5. Schließen Sie vor der Verwendung das untere Ablassventil bzw. die Schlauchklemme.

ANSICHT DES BEFESTIGTEN BEINBADES FÜR GEHENDE PERSONEN:

Diese Methode zur Befestigung Ihres Latex-Beinbeutels wird für gehende Personen empfohlen. Sie verhindert, daß das Gehäuse des oberen Ventils beim Gehen hin- und herpendelt. Kleidung kann beim Gehen am Latexbeutel scheuern und kleine Löcher in der Nähe des oberen Ventilgehäuses verursachen.




ABBILDUNG 2

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Schieben Sie die Verschlüsse durch die Bandschleufe des Beutels, wie in Abbildung 3 gezeigt.
2. Befestigen Sie den Beutel in der gewünschten Position am Bein — siehe die gegenüberliegende Seite für Positionsvorschläge. Achten Sie darauf, daß der Beutel aufrecht steht, mit dem Ablassventil nach unten.
3. Passen Sie die Beinband nach Bedarf an. Ziehen Sie sie nicht zu fest an, um eine Einschränkung der Durchblutung zu vermeiden.
4. Schließen Sie vor der Verwendung das untere Ablassventil bzw. die Schlauchklemme.
5. Schließen Sie vor der Verwendung das untere Ablassventil oder die Schlauchklemme.



WICHTIG: Die Anzahl der Male, die die Haftverschlüsse geöffnet und geschlossen werden, bestimmt die Lebensdauer der Verschlüsse und des Bandes. Öffnen und schließen Sie die Verschlüsse nicht unnötig — dies gewährleistet eine lange Lebensdauer.

METHOE A: Oberhalb des Knies

Empfohlen für Geh-, Sitz- oder Liegepositionen; das bzw. die Beinbänder befinden sich oberhalb des Knies. Zu verwenden mit Sport- und kleineren Latex-Beinbeuteln: Nr. 9516, 9510, 8532, 8526, 8518, 8516, 8510 und 8509 — siehe Abbildung 3.




ABBILDUNG 4

METHODE B: Über das Knie

Am besten geeignet für längere Beinbeutel und, wie oben, empfohlen für Gehen, Sitzen oder Liegepositionen — der obere Beinriemen oberhalb des Knies, der untere Beinbänder unterhalb des Knies. Zu verwenden mit größeren Beinbeuteln: Nr. 9544, Nr. 9532 und Nr. 9526 — siehe Abbildung 4.

METHODE C: Unterhalb des Knies

Empfohlen für Sitz- oder Liegepositionen. Beide Beinbänder befinden sich unterhalb des Knies. Zu verwenden mit Beinbeuteln: Nr. 9532, 8526, 8518 und 8509 — siehe Abbildung 5.

Ein Foley®- oder männlicher Extern-Katheter kann direkt an den oberen Adapter angeschlossen werden. Ein Verlängerungsschlauch ist nicht erforderlich.

Oberes Beinband
(Nr. 6344, Nr. 6346
oder Nr. 6347)

Latex-Beinbeutel
(Nr. *8526 abgebildet)

Unteres Beinband
(Nr. 6345 oder Nr. 6348)

ABBILDUNG 3



METHODE D: Anlegen von Sport-Beinbeuteln

Urocare® empfiehlt, einen Sport-Beinbeutel oberhalb des Knies auf dem Oberschenkel mit einem Sport-Beinband zu befestigen. Da Sport-Beinbeutel nur zwei Bandschlaufen besitzen, wird lediglich ein Beinband benötigt. Zu verwenden mit Beinbeuteln: Nr. 9516, 9510, 8516 und 8510 — siehe Abbildung 6.

Ein Foley®- oder männlicher Extern-Katheter kann direkt an den oberen Adapter angeschlossen werden. Ein Verlängerungsschlauch ist nicht erforderlich.

Sport-Beinband
(Nr. 6342 oder Nr. 6343)

ABBILDUNG 6




ABBILDUNG 5

Schlauchverbinder

Verlängerungsschlauch

Oberes Beinband

Latex-Beinbeutel
(Nr. 9532 abgebildet)

Unteres Beinband




ABBILDUNG 7

WASCHANLEITUNG FÜR BEINBÄNDER:

Schließen Sie die Haftverschlüsse der Beinbänder und verbinden Sie die Enden der Bänder, wie in Abbildung 7 gezeigt. Waschen Sie sie anschließend gemäß den untenstehenden Symbolen



HANDWÄSCHE
WASSEITEMPERATUR
30°C (80°F)



NICHT
BLEICHEN



NICHT IM
TROCKNER
TROCKNEN



NICHT
AUSWRINGEN



IM SCHATTEN
TROCKNEN



NICHT
BÜGELN




NICHT
CHEMISCH
REINIGEN


GEBEN SIE SICH MIT NICHTS WENIGER ZUFRIEDEN!

Wir bieten seit 1975 Sicherheit und Vertrauen. Wählen Sie vollständigen Schutz – wiederverwendbare Urocare-Latex-Urinsammelbeutel für das Bein. Ein überlegener, selbstreinigender, patentierter „HIGH-FLOW“-Antirefluxventil verhindert Rückfluss und ermöglicht eine ununterbrochene Drainage für eine problemfreie Anwendung. Eine **integrierte Geruchsbarriere**, innen und außen, sorgt für maximale Geruchskontrolle und verhindert unangenehme Gerüche, bevor sie entstehen. Das **verbesserte Design der Bandschlaufen** gewährleistet eine präzise Positionierung und einen sicheren Halt, ohne Klebstoffe, die ein Ablösen der Gurtösen vom Beutel verursachen könnten. Jeder Urocare®-Latex-Beinbeutel enthält einen oberen Adapter, ein Anti-Reflux-Ventil, ein Bodenablassventil, Latex-Beinbänder sowie eine Gebrauchsanleitung und Pflegehinweise.

Nr. 9544




Nr. 9532




Nr. 9526




Nr. 8532




Nr. 8526



Nr. 8518



Nr. 8509




Nr. 9510



Nr. 8510



Nr. 9516



Nr. 8516



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN†		KAPAZITÄTEN†	
		Zoll (")	Zentimeter (cm)	Unzen (oz.)	Milliliter (ml.)
9544	Extra-Groß	20 ⁵ / ₈ x 4 ³ / ₄	52.4 x 12.1	44	1,300
9532	Groß	16 ³ / ₄ x 4 ³ / ₄	42.5 x 12.1	32	1,000
9526	Lang und Schlank	20 ⁵ / ₈ x 3 ³ / ₄	52.4 x 9.5	26	800
9516‡	Sport-Rechts, Groß	5 ³ / ₄ x 10	14.6 x 25.0	16	500
9510‡	Sport-Rechts, Klein	4 ³ / ₄ x 10	12.1 x 25.0	10	300
8532	Groß und Oval	13 x 7	33.0 x 17.8	32	1,000
8526	Kortz und Breit	13 ³ / ₈ x 4 ³ / ₄	34.0 x 12.1	26	800
8518	Medium	13 x 3 ³ / ₄	33.0 x 9.5	18	550
8516‡	Sport-Links, Groß	5 ³ / ₄ x 10	14.6 x 25.0	16	500
8510‡	Sport-Links, Klein	4 ³ / ₄ x 10	12.1 x 25.0	10	300
8509	Klein	9 ³ / ₄ x 3 ³ / ₈	24.8 x 9.2	9	275

† Die ungefähren Abmessungen beinhalten Adapter und Ablassventile. Ungefähre Volumenangaben in Flüssigunzen und Millilitern.

‡ Diese Beinbeutel sind dafür ausgelegt, waagrecht oberhalb der Saumlinien von Röcken, Kleidern und Badeanzügen getragen zu werden.



VERWANDTE PRODUKTE

Urocare® Wiederverwendbare Latex-Beinbeutel
Uro-Safe® Einweg-Vinyl-Beinbeutel
Urocare® Urinaableitungsfラスchen
Urinableitungssysteme & Kits
Urinalsysteme und -Sets für Männer
Uro-Con® & Uro-Cath® Männliche Externe Katheter
Abflussventile & Adapter
Textile-Beinbeutelhalter & Beinbänder
Katheterbänder
Uro-Bond® Aufstrich-Silikonkleber
Urofoam® Klebender Schaumstrei-fen
Urocare® Kleberentferner-Tücher
Tracho-Foam® Klebeschauumscheiben
Uro-Prep® Schützende Hautbarriere-Tücher
Urolux® Uringerätsreiniger & Deodorant
Verbinder & Klemmen
Verlängerungs- & Abflussschlauche
DRI Excel™ & DRI Eclipse™ Bettnässer-Behandlungsalarme

Für weitere Informationen zu diesem oder anderen Urocare-Produkten besuchen Sie bitte unsere Webseite www.urocare.com.
Um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich bitte an Ihren Gesundheitsdienstleister.



Urocare Products, Inc.
2735 Melbourne Avenue
Pomona, CA 91767-1931
U.S.A.



BITTE
RECYCLEN

HERGESTELLT
IN CHINA



USA und Kanada: +1 (800) 423-4441
Außerhalb der USA: +1 (909) 621-6013




sales@urocare.com

FORMULAR-NR.: PI6350DE-49222002G



KIT DE CORREAS DE PIERNA DE TELA PARA BOLSAS DE LÁTEX REUTILIZABLES PARA PIERNAS



Artículo N.º 6350 Mostrado

- CÓMODO
- LAVABLE
- DURADERO Y REUTILIZABLE



ELIMINA HEMATOMAS, ÚLCERAS POR PRESIÓN, TIRONES DE PELO, MALA CIRCULACIÓN Y QUEMADURAS CAUSADAS POR CORREAS DE GOMA.

LOS CIERRES AUTOADHERENTES TOTALMENTE AJUSTABLES PERMITEN UNA APLICACIÓN SEGURA Y SENCILLA, CON UN TOQUE SUAVE.

KITS DE CORREAS DE PIERNA DE TELA PARA BOLSAS DE PIERNA DE LÁTEX UROCARE®	
ARTÍCULO N.º	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DEL KIT
6351	Extra-Grande, contiene correas n.º 6346 y n.º 6345
6350	Grande, contiene correas n.º 6345 y n.º 6344
6349	Pequeño, contiene correas n.º 6348 y n.º 6347



No apto para su uso con las bolsas deportivas Urocare®. Hay correas disponibles por separado para las bolsas deportivas; consulte la página siguiente para obtener más información sobre estas correas.

LEA ESTO PRIMERO:

Para obtener los mejores resultados, tome ciertas precauciones antes de usar estas correas. Asegúrese de que no haya costuras sueltas ni otras irregularidades antes de cada uso.

No ajuste demasiado las correas; los productos fabricados con elástico o neopreno pueden, si no se ajustan correctamente, causar restricción de la circulación o lesiones en la piel. Sin embargo, una bolsa demasiado floja puede deslizarse por la pierna y dañar los catéteres externos masculinos o las sondas Foley® al estirarlos. Si experimenta alguna molestia al usar la bolsa, suspenda su uso inmediatamente y consulte a un profesional de la salud o a un médico. Suspenda su uso ante los primeros signos de dermatitis o cualquier otro tipo de irritación cutánea y consulte a un médico.

Para evitar posibles problemas de drenaje, lea cuidadosamente todas las instrucciones y precauciones antes de usar el producto. Permita que la bolsa de drenaje urinario se llene a su máxima capacidad únicamente en situaciones de emergencia.




FIGURE 1

KITS DE CORREAS DE TELA PARA PIERNAS PARA BOLSAS DE LÁTEX UROCARE®			
ART. N.º	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DEL KIT	DIMENSIONES†	
		Pulgadas (")	Centímetros (cm)
6351	Extra-Grande, contiene correas n.º 6346 y n.º 6345	See below	See below
6350	Grande, contiene correas n.º 6345 y n.º 6344	See below	See below
6349	Pequeño, contiene correas n.º 6348 y n.º 6347	See below	See below
CORREAS DE TELA INDIVIDUALES PARA PIERNAS PARA BOLSAS DE LÁTEX UROCARE®			
6348	Correa Inferior de Pierna de Tela, Pequeña	7 a 13	18 a 33
6347	Correa Superior de Pierna de Tela, Pequeña	9 a 15	23 a 38
6346	Correa Superior de Pierna de Tela, Extra-Grande	20 a 26	51 a 66
6345	Correa Inferior de Pierna de Tela, Grande	12 a 17	31 a 43
6344	Correa Superior de Pierna de Tela, Grande	12 a 21	31 a 53
CORREAS DE TELA PARA BOLSAS DEPORTIVAS DE LÁTEX UROCARE®			
6343	Mediano a Grande	19 a 30	48 a 76
6342	Pequeño a Mediano	15 a 24	38 a 61

† Dimensiones aproximadas en pulgadas y centímetros.

MÉTODO A: Por encima de la rodilla

Recomendado para caminar, sentarse o recostarse; las correas van por encima de la rodilla. Para bolsas deportivas y pequeñas: n.º 9516, 9510, 8532, 8526, 8518, 8516, 8510 y 8509 — ver figure 3.




FIGURE 4

MÉTODO B: Sobre de la rodilla

Adecuado para bolsas de pierna más largas y, como en el método anterior, recomendado para caminar, sentarse o recostarse. La correa superior se coloca por encima de la rodilla y la correa inferior por debajo de la rodilla. Para bolsas de pierna de mayor tamaño: n.º 9544, 9532 y 9526 — ver figure 4.

Un catéter Foley® o un catéter externo masculino puede conectarse directamente al adaptador superior. No se necesita tubo de extensión

Correa superior de pierna (n.º 6344, 6346 y 6347)

Bolsa de pierna de látex (n.º 8526 mostrada)

Correa inferior de pierna (n.º 6345 y 6348)

FIGURE 3



MÉTODO C: Por debajo de la rodilla

Recomendado para estar sentado o recostado. Ambas correas se colocan por debajo de la rodilla. Para bolsas de pierna: n.º 9532, 8526, 8518 y 8509 — ver fig. 5.

FIGURE 5

Conector de tubo

Tubo de extensión

Correa superior de la pierna

Bolsa de látex para pierna (n.º 9532 mostrado)

Correa inferior de la pierna


MÉTODO D: Aplicación de bolsas deportivas

Urocare® recomienda fijar la bolsa deportiva por encima de la rodilla, sobre el muslo, usando una correa deportiva. Como las bolsas deportivas solo tienen dos presillas, se necesita solo una correa. Para bolsas de pierna: n.º 9516, 9510, 8516 y 8510 — ver figure 6.

Un catéter Foley® o un catéter externo masculino puede conectarse directamente al adaptador superior. No se necesita tubo de extensión.

Correa para bolsa deportiva (N.º 6342 o N.º 6343)

FIGURE 6



INSTRUCCIONES DE LAVADO DE LAS CORREAS:

Cierre los cierres autoadherentes y una los extremos de las correas como se muestra en la fig. 7. Luego, lave según los símbolos indicados a continuación:



LAVADO
A MANO
30 °C (80 °F)



NO USA
BLANQUEADOR



NO SECAR
EN
SECADORA



NO
RETORCER



SECAR A
LA SOMBRA



NO
PLANCHAR



NO LAVAR
EN SECO




FIGURE 7

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA PERSONAS AMBULATORIAS:

1. Coloque el cierre autoadherentes superior alrededor de la carcasa de la válvula de entrada.
2. Luego, pase el cierre autoadherente inferior por la segunda presilla de la correa superior de la bolsa de látex, como se muestra en la Figura 2.
3. Ajuste las correas según sea necesario. No las apriete demasiado para evitar restringir la circulación.
4. Conecte el adaptador superior al tubo de extensión o directamente al catéter, si es posible.
5. Cierre la válvula de drenaje inferior o la pinza del tubo antes de usar.

VISTA DE LA CORREA ADJUNTA PARA PERSONAS QUE CAMINAN

Este método para asegurar su bolsa de pierna de látex se recomienda para usuarios ambulatorios. Evita que el alojamiento de la válvula superior se mueva o golpee de un lado a otro mientras camina. La ropa es abrasiva y, al caminar, puede rozar la bolsa de látex y causar la aparición de pequeños orificios cerca del alojamiento de la válvula superior.




FIGURE 2

INSTRUCCIONES DE USO:


1. Pase los cierres de las correas por las presillas de la bolsa — figura 3.
2. Fije la bolsa a la pierna en la posición deseada — consulte la página adyacente para sugerencias de colocación. Asegúrese de que la bolsa esté en posición vertical, con la válvula de drenaje hacia abajo.
3. Ajuste las correas según sea necesario. No las apriete demasiado para evitar la restricción de la circulación.
4. Conecte el adaptador superior al tubo de extensión o directamente al catéter cuando sea posible.
5. Cierre la válvula de drenaje inferior o la pinza del tubo antes de usar.



IMPORTANTE: La cantidad de veces que se abren y cierran los cierres autoadherentes determina la vida útil de los cierres y de la correa. No abra ni cierre los cierres innecesariamente — esto garantizará una larga vida útil.

¡NO SE CONFORME CON NADA MENOS!

Hemos brindado seguridad y confianza desde 1975. Elija una protección completa—las bolsas urinarias de pierna reutilizables de látex Urocare. La válvula antirreflujo “HIGH-FLOW”, **superior**, autonecante y patentada, evita el retroceso y permite un drenaje continuo para un uso sin problemas. La **barrera contra olores integrada**, tanto en el interior como en el exterior, ofrece un control máximo de los olores para prevenir situaciones embarazosas antes de que ocurran. El **diseño mejorado de la presilla para correa** garantiza una colocación precisa y una sujeción segura, sin adhesivos que podrían hacer que las presillas se separen de la bolsa. Cada bolsa de pierna de látex Urocare® incluye un adaptador superior, una válvula antirreflujo, una válvula de drenaje inferior, correas de pierna de látex y las instrucciones de uso y cuidado.



ARTÍCULO N.º	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES†		CAPACIDADES†	
		Pulgadas (")	Centímetros (cm)	Oncias (oz.)	Mililitros (ml.)
9544	Extra-Grande	20 ⁵ / ₈ x 4 ³ / ₄	52.4 x 12.1	44	1,300
9532	Grande	16 ³ / ₄ x 4 ³ / ₄	42.5 x 12.1	32	1,000
9526	Largo-Estrecho	20 ⁵ / ₈ x 3 ³ / ₄	52.4 x 9.5	26	800
9516‡	Sport-Derecha, Grande	5 ³ / ₄ x 10	14.6 x 25.0	16	500
9510‡	Sport-Derecha, Pequeño	4 ³ / ₄ x 10	12.1 x 25.0	10	300
8532	Grande-Ovalado	13 x 7	33.0 x 17.8	32	1,000
8526	Corto y Ancho	13 ³ / ₈ x 4 ³ / ₄	34.0 x 12.1	26	800
8518	Medium	13 x 3 ³ / ₄	33.0 x 9.5	18	550
8516‡	Sport-Izquierdo, Grande	5 ³ / ₄ x 10	14.6 x 25.0	16	500
8510‡	Sport-Izquierdo, Pequeño	4 ³ / ₄ x 10	12.1 x 25.0	10	300
8509	Small	9 ³ / ₄ x 3 ³ / ₈	24.8 x 9.2	9	275

† Las dimensiones aproximadas incluyen los adaptadores y las válvulas de drenaje. Los volúmenes aproximados se indican en onzas líquidas y mililitros.

‡ Estas bolsas de pierna están diseñadas para usarse en posición horizontal por encima del dobladillo de faldas, vestidos y trajes de baño.



PRODUCTOS RELACIONADOS

Urocare® Bolsas para Pierna Reutilizables de Latex
Uro-Safe® Bolsas para Pierna de Vinilo
Urocare® Botellas para Recolección de Urinario
Sistemas y kits de Drenaje Urinario
Sistemas y Kts Urinarios para Hombre
Uro-Con® y Uro-Cath® Catéteres Externos para Hombre
Válvula de Drenaje y Adaptadores
Correas y Soportes de Tela para Bolsas de Pierna
Correas de Catéter
Uro-Bond® Adhesivo de Silicona Para Aplicar con Brocha
Urofoam® Tiras de Espuma Adhesiva
Urocare® Almohadillas Removedoras de Adhesivo
Tracho-Foam® Discos de Espuma Adhesiva
Uro-Prep® Toallitas Protectoras para La Piel
Urolux® Limpiador y Desodorante para Aparatos Urinarios
Conectores y Abrazaderas para Tubos
Tubos de Extensión y Drenaje
DRI Excel™ y DRI Eclipse™ Alarmas para El Tratamiento de La Enuresis

Para más información sobre este u otros productos de Urocare, por favor visite nuestro sitio web en www.urocare.com. Para realizar un pedido, comuníquese con su proveedor de atención médica.



Urocare Products, Inc.
2735 Melbourne Avenue
Pomona, CA 91767-1931
EE. UU.



**POR FAVOR,
RECICLE**

**HECHO EN
CHINA**



EE. UU. y Canadá: +1 (800) 423-4441
Fuera de los EE.UU: +1 (909) 621-6013



sales@urocare.com

FORMULARIO N.º: P16350ES-49222003G